



## Fiche technique REF 24.90.10

11.12.2025

| Données générales                                                                                                                                                             |                                            |                              |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                                                                                                                                     | 24.90.10                                   | Solz Dissecteur de seins34cm |                                                                                                 |
| Unité de vente                                                                                                                                                                | pièce                                      | No. de douane                | 90189084                                                                                        |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 11290                                      | GTIN                         | 04046826034597                                                                                  |
| Classe de risque                                                                                                                                                              | 1r (EU MDR)                                | Code UMDNS                   | 15-215                                                                                          |
| Classification                                                                                                                                                                | 6 (EU MDR)                                 | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R004;04;aj;5X                                                                         |
| Poids (kg)                                                                                                                                                                    | 0,200                                      | Mode d'emploi                | GATDR00X                                                                                        |
| Sans latex                                                                                                                                                                    | non applicable                             | Instructions de retraitement | MPK24-1                                                                                         |
| <div></div> |                                            |                              |                                                                                                 |
| Medicon médias                                                                                                                                                                | 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique ) |                              |                                                                                                 |
| Image principale                                                                                                                                                              |                                            | Image détaillée              |                                                                                                 |
|                                                                                             |                                            |                              |                                                                                                 |
| Dimensions                                                                                                                                                                    | 34cm                                       | Revêtement                   | Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                        |                                            |                              |                                                                                                 |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                                                                                                  |                                            |                              |                                                                                                 |
| Matériaux                                                                                                                                                                     |                                            |                              |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                               | N° de matériau (Désignation DIN)           |                              |                                                                                                 |
| Partie principale                                                                                                                                                             | 1.4301 (X5CrNi18-10)                       |                              |                                                                                                 |
| Vis                                                                                                                                                                           | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                       |                              |                                                                                                 |
| Poignée                                                                                                                                                                       | 1.4301 (X5CrNi18-10)                       |                              |                                                                                                 |
| Autres                                                                                                                                                                        | 1.4301 (X5CrNi18-10)                       |                              |                                                                                                 |