



Fiche technique REF 24.90.45

11.12.2025

Données générales			
Référence	24.90.45	Marx Ecarteur pour seins30x140mm 27cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826034672
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-242
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,450	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK24-1
 			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	30x140mm 27cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		