



## Fiche technique REF 26.14.50

11.12.2025

| Données générales                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Référence                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.14.50                                                                             | lime à os moitié 24cm        |                         |
| Unité de vente                                                                                                                                                                                                                                              | pièce                                                                                | No. de douane                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                        | 35559                                                                                | GTIN                         | 04046826034894          |
| Classe de risque                                                                                                                                                                                                                                            | 1r (EU MDR)                                                                          | Code UMDNS                   | 11-702                  |
| Classification                                                                                                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                           | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Poids (kg)                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,112                                                                                | Mode d'emploi                | GATDR00X                |
| Sans latex                                                                                                                                                                                                                                                  | non applicable                                                                       | Instructions de retraitement | MPK20-1                 |
| <div></div>                                                                               |                                                                                      |                              |                         |
| Medicon médias                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |                              |                         |
| Image principale                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | Image détaillée              |                         |
|    |                                                                                      |                              |                         |
| Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                  | 24cm                                                                                 | Revêtement                   |                         |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                              |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              |                         |
| Matériaux                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | N° de matériau (Désignation DIN)                                                     |                              |                         |
| Partie principale                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4021 (X20Cr13)                                                                     |                              |                         |
| Poignée                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.4301 (X5CrNi18-10)                                                                 |                              |                         |