








Fiche technique REF 26.23.04

11.12.2025

Données générales			
Référence	26.23.04	Sebilleau élévateur 4mm 16.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826034924
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Poids (kg)	0,031	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	4mm 16.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		