



Fiche technique REF 26.29.01

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Référence | 26.29.01 | Nagata Auriculaire élévateur d/e16cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35048 | GTIN | 04046826035037 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 11-506 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;05;aj;6A |
| Poids (kg) | 0,050 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK03-1 |



Medicon médias
450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)

Image principale

Image détaillée



| | | | |
|------------|------|------------|--|
| Dimensions | 16cm | Revêtement | |
|------------|------|------------|--|

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) |