







Fiche technique REF 26.29.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	26.29.10	Langenbeck élévateur 10mm 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826035068
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Poids (kg)	0,100	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	10mm 20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		