








Fiche technique REF 26.35.02

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Référence | 26.35.02 | Freer élévateur pointu/mousse19cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35048 | GTIN | 04046826035099 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 15-218 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;05;aj;6A |
| Poids (kg) | 0,022 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK03-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.46 (catalogue sinuscopie) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 450.00.63 (catalogue Ortopédia) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|    | | | |
| Dimensions | 19cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |