



Fiche technique REF 26.37.12

11.12.2025

Données générales			
Référence	26.37.12	Bennet élévateur d/e17cm Fig 12 S	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826035174
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Poids (kg)	0,039	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	17cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		