







## Fiche technique REF 26.44.22

11.12.2025

Données générales			
Référence	26.44.22	Lempert Raspatoire 2.0mm 17cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826035433
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Poids (kg)	0,026	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie ) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique ) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	2.0mm 17cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		