






Fiche technique REF 26.64.33P

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------|
| Référence | 26.64.33P | Raspatoire drt13mm 18.5cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35559 | GTIN | 04046826431549 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 11-084 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Poids (kg) | 0,000 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | oui | Instructions de retraitement | MPK12-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.63 (catalogue Ortopédia) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 13mm 18.5cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale Poignée | 1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) | | |