



Fiche technique REF 26.65.10P

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|-------------|---|-------------------------|
| Référence | 26.65.10P | Cobb Raspatoire semi-tranchant10mm 25cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35559 | GTIN | 04046826431587 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 15-218 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Poids (kg) | 0,000 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | oui | Instructions de retraitement | MPK20-1 |
| Référence | 26.65.10P | Cobb Raspatoire semi-tranchant10mm 25cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35559 | GTIN | 04046826431587 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 15-218 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Poids (kg) | 0,000 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | oui | Instructions de retraitement | MPK20-1 |



| | |
|----------------|----------------------------------|
| Medicon médias | 450.00.63 (catalogue Ortopédia) |
|----------------|----------------------------------|

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Medicon médias | 450.00.63 (catalogue Ortopédia) |
|----------------|----------------------------------|

Image principale

Image détaillée





| | | | |
|------------|-----------|------------|--|
| Dimensions | 10mm 25cm | Revêtement | |
| Dimensions | 10mm 25cm | Revêtement | |

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|----------------------------------|--|
| Partie principale Poignée | 1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) |
| Partie principale Poignée | 1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) |