



## Fiche technique REF 26.66.34P

11.12.2025

Données générales			
Référence	26.66.34P	Raspatoire drt4mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826431631
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia )
----------------	----------------------------------

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	4mm 30cm	Revêtement	
------------	----------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Poignée	PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)