




Fiche technique REF 26.71.38P

11.12.2025

Données générales			
Référence	26.71.38P	Raspatoire 18mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826431723
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	18mm 30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		