






## Fiche technique REF 27.08.45

11.12.2025

| Données générales   |  |                              |                    |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| Référence   | 27.08.45   | Marteau Ø 28mm 500g 23cm     |                    |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane                | 90189084           |
| GMDN  | 32312  | GTIN                         | 04046826036379     |
| Classe de risque  | 1 (EU MDR)   | Code UMDNS                   | 15-229             |
| Classification  | 1 (EU MDR)   | Base UDI-DI                  | 4046826;N002;04;WY |
| Poids (kg)  | 0,477  | Mode d'emploi                | GATDN00X           |
| Sans latex  | non applicable   | Instructions de retraitement |                    |
|   |  |                              |                    |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |                              |                    |
| Image principale  |  | Image détaillée              |                    |
|   |  |                              |                    |
| Dimensions  | Ø 28mm 500g 23cm   | Revêtement                   |                    |
| Conditions de stockage  |  |                              |                    |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |                              |                    |
| Matériaux   |  |                              |                    |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)   |                              |                    |
| Partie principale   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |                              |                    |
| Poignée   | 1.4021 (X20Cr13)   |                              |                    |