



Fiche technique REF 27.08.57

11.12.2025

Données générales			
Référence	27.08.57	Bergmann (Hibbs) Marteau Ø 40mm 540g 22.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32312	GTIN	04046826036393
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-229
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;04;WY
Poids (kg)	0,590	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 40mm 540g 22.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4301 (X5CrNi18-10)		