







## Fiche technique REF 27.62.62

11.12.2025

| Données générales  |  |                              |                         |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
| Référence  | 27.62.62   | Sheehan gouge 2mm 16cm       |                         |
| Unité de vente   | pièce  | No. de douane                | 90189084                |
| GMDN   | 10825  | GTIN                         | 04046826037550          |
| Classe de risque   | 1r (EU MDR)  | Code UMDNS                   | 10-825                  |
| Classification   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Poids (kg)   | 0,030  | Mode d'emploi                | GATDR00X                |
| Sans latex   | non applicable   | Instructions de retraitement |                         |
|      |  |                              |                         |
| Medicon médias   | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogue ORL )<br>450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |                              |                         |
| Image principale   |  | Image détaillée              |                         |
|   |  |                              |                         |
| Dimensions   | 2mm 16cm   | Revêtement                   |                         |
| Conditions de stockage   |  |                              |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise   |  |                              |                         |
| Matériaux  |  |                              |                         |
|  | N° de matériau (Désignation DIN)   |                              |                         |
| Partie principale  | 1.4034 (X46Cr13)   |                              |                         |