







## Fiche technique REF 27.95.15P

11.12.2025

Données générales			
Référence	27.95.15P	Caspar poussoir / chasse-greffon Ø 3mm 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826431440
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;04;ak;6M
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 3mm 20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		