



Fiche technique REF 277.53.90

11.12.2025

Données générales			
Référence	277.53.90	Converse Daniel Ciseaux angulé pointé9.5cm BI-Line SC	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	13495	GTIN	04046826445058
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-500
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 453.30.00 (daniel - Kit d'instruments de rhinoplastie avancée Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	9.5cm	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane aluminium carbone, par ex. ciseaux Magic Cut
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		