







## Fiche technique REF 28.43.20

11.12.2025

| Données générales   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| Référence   | 28.43.20   | Stille Burin plat20mm 20cm  |                         |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane   | 90189084                |
| GMDN  | 10825  | GTIN  | 04046826038533          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)  | Code UMDNS  | 10-825                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI   | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Poids (kg)  | 0,154  | Mode d'emploi   | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable   | Instructions de retraitement  | MPK20-1                 |
|   |  |   |                         |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |   |                         |
| Image principale  |  | Image détaillée   |                         |
|   |  |  |                         |
| Dimensions  | 20mm 20cm  | Revêtement  |                         |
| Conditions de stockage  |  |   |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |   |                         |
| Matériaux   |  |   |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)   |   |                         |
| Partie principale   | 1.4034 (X46Cr13)   |   |                         |