







## Fiche technique REF 28.45.08

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.45.08	Stille gouge 8mm 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826038670
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,133	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	8mm 20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)		