






Fiche technique REF 28.53.00P

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.53.00P	poignée p Lames de ciseaux	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826431884
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)		