





## Fiche technique REF 28.53.04

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.53.04	Vis de remplacement for 28.53.00P	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826039196
Classe de risque	KEIN MP (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		