







Fiche technique REF 28.61.20P

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.61.20P	Lexer Burin plat 20mm 18cm Mini	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432041
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	20mm 18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		