







Fiche technique REF 28.62.08P

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.62.08P	Lexer gouge 8mm 18cm Mini	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826431990
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	8mm 18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		