







## Fiche technique REF 28.62.26

11.12.2025

| Données générales  |   |                                    |                         |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| Référence  | 28.62.26  | Beckenkamm gouge avec Stop6mm 18cm |                         |
| Unité de vente   | pièce   | No. de douane                      | 90189084                |
| GMDN   | 10825   | GTIN                               | 04046826352905          |
| Classe de risque   | 1r (EU MDR)   | Code UMDNS                         | 10-825                  |
| Classification   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Poids (kg)   | 0,073   | Mode d'emploi                      | GATDR00X                |
| Sans latex   | non applicable  | Instructions de retraitement       |                         |
|      |   |                                    |                         |
| Medicon médias   | 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)<br>451.06.90 (prospectus Cristaca ) |                                    |                         |
| Image principale   |   | Image détaillée                    |                         |
|   |   |                                    |                         |
| Dimensions   | 6mm 18cm  | Revêtement                         |                         |
| Conditions de stockage   |   |                                    |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise   |   |                                    |                         |
| Matériaux  |   |                                    |                         |
|  | N° de matériau (Désignation DIN)  |                                    |                         |
| Partie principale<br>Poignée   | 1.4034 (X46Cr13)<br>HGW_2082 (PF_CC_201)  |                                    |                         |