








## Fiche technique REF 28.66.45P

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.66.45P	Dahmen Burin plat angulé 15mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432478
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	15mm 30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		