








Fiche technique REF 28.66.52P

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| Référence | 28.66.52P | Dahmen Burin plat angulé 22mm 30cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 10825 | GTIN | 04046826432492 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 10-825 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Poids (kg) | 0,000 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | oui | Instructions de retraitement | MPK24-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.63 (catalogue Ortopédia) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|    | | | |
| Dimensions | 22mm 30cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale Poignée | 1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) | | |