



Fiche technique REF 28.67.08P

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.67.08P	Dahmen gouge 8mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432546
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia)
----------------	----------------------------------

Image principale

Image détaillée



Dimensions	8mm 30cm	Revêtement	
------------	----------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)
Poignée	PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)