



## Fiche technique REF 28.67.35P

11.12.2025


Données générales			
Référence	28.67.35P	Dahmen gouge angulé5mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432621
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1



Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia )
----------------	----------------------------------

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	5mm 30cm	Revêtement	
------------	----------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale Poignée	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)