



Fiche technique REF 28.67.50P

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.67.50P	Dahmen gouge angulé20mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432683
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1
Référence	28.67.50P	Dahmen gouge angulé20mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432683
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1





Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia)
----------------	----------------------------------

Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia)
----------------	----------------------------------

Image principale

Image détaillée





Dimensions	20mm 30cm	Revêtement	
Dimensions	20mm 30cm	Revêtement	

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale Poignée	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)
Partie principale Poignée	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)