



## Fiche technique REF 28.67.52P

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.67.52P	Dahmen gouge angulé22mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432690
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1
Référence	28.67.52P	Dahmen gouge angulé22mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432690
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1





Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia )
----------------	----------------------------------

Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia )
----------------	----------------------------------

## Image principale

## Image détaillée





Dimensions	22mm 30cm	Revêtement	
Dimensions	22mm 30cm	Revêtement	

### Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

### Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
<b>Partie principale Poignée</b>	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)
<b>Partie principale Poignée</b>	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)