








## Fiche technique REF 28.67.82P

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.67.82P	Dahmen gouge angulé 22mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826431815
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	22mm 30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		