








Fiche technique REF 28.67.85P

11.12.2025

Données générales			
Référence	28.67.85P	Dahmen gouge angulé 25mm 30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826431822
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-825
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK24-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	25mm 30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		