







Fiche technique REF 29.24.01

11.12.2025

Données générales			
Référence	29.24.01	Williger curette coupante rond 17cm Fig 1	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826041007
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,028	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	17cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		