



Fiche technique REF 29.56.57

25.08.2026

Données générales			
Référence	29.56.57	curette coupante denté8x150mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826540463
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,118	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	8x150mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4034 (X46Cr13) SILIKON (Poly(organo)siloxane)		