






## Fiche technique REF 29.57.24P

11.12.2025

Données générales			
Référence	29.57.24P	Bruns curette coupante 33cm Fig 4/0	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826432812
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	33cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		