








Fiche technique REF 29.57.76P

11.12.2025

Données générales			
Référence	29.57.76P	cuillères denté drt3.5mm 39cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826459598
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-508
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,143	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	3.5mm 39cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		