








Fiche technique REF 29.68.52

11.12.2025

Données générales			
Référence	29.68.52	Daubenspeck curette coupante 20cm Fig 2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826042226
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,051	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		