




Fiche technique REF 29.83.62

11.12.2025

Données générales			
Référence	29.83.62	Williger Double cuillère coudé vers le bas 3/3mm 16cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826042363
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	3/3mm 16cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		