







Fiche technique REF 31.30.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	31.30.23	Stille pince gouge drt23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32853	GTIN	04046826043155
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-243
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Poids (kg)	0,368	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Vis	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		