



Fiche technique REF 321.00.25

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| Référence | 321.00.25 | Bein élévateur à racines fig 0 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90184990 |
| GMDN | 16480 | GTIN | 04046826177768 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 16-667 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;05;aj;6A |
| Poids (kg) | 0,048 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |



| | |
|----------------|----------------------------------|
| Medicon médias | 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) |
|----------------|----------------------------------|

Image principale

Image détaillée

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4034 (X46Cr13) |
| Poignée | 1.4301 (X5CrNi18-10) |