





## Fiche technique REF 325.06.31

11.12.2025

Données générales			
Référence	325.06.31	Coupland gouge 2.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90184990
GMDN	16480	GTIN	04046826178116
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-667
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,038	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	2.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		