



Fiche technique REF 329.80.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	329.80.03	Chompret syndesmotome16cm Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90184990
GMDN	35559	GTIN	04046826178789
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-667
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Poids (kg)	0,029	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	16cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4034 (X46Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		