






Fiche technique REF 35.35.73

11.12.2025

Données générales			
Référence	35.35.73	Kern Pincés à os sans verrouillage23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46751	GTIN	04046826044008
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-670
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,164	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		