







Fiche technique REF 35.45.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	35.45.23	Ulrich Pinces à os drt23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46751	GTIN	04046826044015
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-670
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,280	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		