

Fiche technique REF 350.01.50

11.12.2025

Données générales			
Référence	350.01.50	Sonde de poche dentaire rond	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90184990
GMDN	35812	GTIN	04046826180744
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-160
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;06;XU
Poids (kg)	0,016	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)
----------------	----------------------------------

Image principale	Image détaillée

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale Poignée	1.4310 (X10CrNi18-8)
	1.4305 (X8CrNiS18-9)