





Fiche technique REF 40.13.24

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| Référence | 40.13.24 | Lorenz Ciseaux à pansements24cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 82130000 |
| GMDN | 13481 | GTIN | 04046826044343 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 13-481 |
| Classification | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;01;WC |
| Poids (kg) | 0,239 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|    | | | |
| Dimensions | 24cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4117 (X38CrMoV15) | | |
| Vis | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |