







## Fiche technique REF 40.49.23

11.12.2025

| Données générales  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|
| Référence  | 40.49.23   | Seutin Ciseaux pour pansements en plâtre23cm |                    |
| Unité de vente   | pièce  | No. de douane                                | 82130000           |
| GMDN   | 13481  | GTIN   | 04046826044596     |
| Classe de risque   | 1 (EU MDR)   | Code UMDNS                                   | 13-481             |
| Classification   | 1 (EU MDR)   | Base UDI-DI                                  | 4046826;N001;01;WC |
| Poids (kg)   | 0,300  | Mode d'emploi                                | GATDN00X           |
| Sans latex   | non applicable   | Instructions de retraitement                 |                    |
|      |  |  |                    |
| Medicon médias   | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |  |                    |
| Image principale   |  | Image détaillée                              |                    |
|   |  |  |                    |
| Dimensions   | 23cm   | Revêtement                                   |                    |
| Conditions de stockage   |  |  |                    |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise   |  |  |                    |
| Matériaux  |  |  |                    |
|  | N° de matériau (Désignation DIN)   |  |                    |
| Partie principale  | 1.4021 (X20Cr13)   |  |                    |