







## Fiche technique REF 40.50.45

11.12.2025

Données générales			
Référence	40.50.45	Aspirateur120V	
Unité de vente	pièce	No. de douane	85081100
GMDN	45590	GTIN	04046826312688
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	15,420	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	120V	Revêtement	
Conditions de stockage			
 5 °C - 35 °C			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		