






Fiche technique REF 40.55.37

11.12.2025

Données générales			
Référence	40.55.37	Stille ciseaux à plâtre 37cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	16341	GTIN	04046826044794
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	15-774
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;01;WC
Poids (kg)	1,071	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	37cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		